



ОПРОСНЫЙ ЛИСТ
для заказа стационарных pH-метров АНИОН 4100

<i>Контактные данные</i>	
Название организации	
Город	
email	
Тел./факс	(_____) _____
Контактное лицо	

Количество	_____
Базовый комплект поставки	<ul style="list-style-type: none"> - преобразователь АНИОН 4100 - адаптер питания AC/DC, ~220В/+9В, 0,25 А - датчик температуры ДТ 1 - руководство по эксплуатации, паспорт, свидетельство о поверке - упаковка 
Дополнительное оснащение	<p><input type="checkbox"/> не требуется</p> <p><input type="checkbox"/> программное обеспечение и кабель связи с компьютером по каналу RS232C</p> <p><input type="checkbox"/> штатив для ионоселективных электродов с держателями на 4 электрода диаметрами от 8 до 12 мм</p> <p><input type="checkbox"/> комбинированный pH-электрод ЭСК 10603 + флакон с электролитом</p>  <p>Электроды для измерения pH:</p> <p><input type="checkbox"/> набор 1: комбинированный pH-электрод ЭСК-10601 (0-100°C, 0-12 pH) + стандарт-титры для pH-метрии (6 стеклянных ампул) : pH-электрод ЭСК-10601 не транспортируется при минусовых температурах</p> <p><input type="checkbox"/> набор 2: комбинированный pH-электрод ЭСК-10603 (0-100°C, 0-12 pH) + стандарт-титры для pH-метрии (6 стеклянных ампул) : pH-электрод ЭСК-10603 рекомендуется при транспортировке при минусовых температурах</p> <p><input type="checkbox"/> набор 3: электрод для измерения pH ЭС-10601 + электрод сравнения ЭСр-10101 + стандарт-титры для pH-метрии (6 стеклянных ампул)</p>

При возникновении затруднений в процессе заполнения опросного листа обращайтесь, пожалуйста, к менеджерам по телефонам: 246-43-33, 266-63-75

Заполненный опросный лист можно отправить на e-mail: gaz@kipkomplekt.ru или по факсу: (347) 246-43-34