




**ОПРОСНЫЙ ЛИСТ**  
**для заказа стационарных кислородомеров АНИОН 4141**

<i>Контактные данные</i>	
Название организации	
Город	
email	
Тел./факс	( _____ ) _____
Контактное лицо	

Количество	_____
Базовый комплект поставки	<ul style="list-style-type: none"> <li>- преобразователь АНИОН 4141</li> <li>- адаптер питания АС/ДС, ~220В/+9В, 0,25 А</li> <li>- канал абсолютного атмосферного давления (84 - 106 кПа; 630 - 800 мм.рт.ст.)</li> <li>- датчик температуры ДТ 3</li> <li>- проточная ячейка для сенсора кислорода АСрО2</li> </ul> <div style="text-align: right;">  </div> <ul style="list-style-type: none"> <li>- сенсор кислорода АСрО2-01 с повышенной чувствительностью, длина кабеля 1 м, с комплектом запасных частей (комплект корпусов с мембраной (3 шт.) на 1 год работы + флакон с электролитом на 3 года + уплотнительное кольцо)</li> </ul> <div style="text-align: right;">  </div> <ul style="list-style-type: none"> <li>- руководство по эксплуатации, паспорт, свидетельство о поверке</li> <li>- упаковка</li> </ul>
Дополнительное оснащение	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> не требуется</li> <li><input type="checkbox"/> штатив для ионоселективных электродов с держателями на 4 электрода диаметрами от 8 до 12 мм</li> </ul> <div style="text-align: right;">  </div> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> элемент питания типа АА</li> <li><input type="checkbox"/> программное обеспечение и кабель связи с компьютером по каналу RS232C</li> </ul>

При возникновении затруднений в процессе заполнения опросного листа обращайтесь, пожалуйста, к менеджерам по телефонам: (347) 266-07-62, 262-82-33

**Заполненный опросный лист можно отправить на e-mail: [gaz-rf@mail.ru](mailto:gaz-rf@mail.ru)**